

elektrischer
Verbreiterung
der
Beinrahmen

Bure Rise & Go DB

Gehwagen mit Aufstehhilfe



Bure Rise & Go ist ein kosteneffizienter Gehwagen, der mit einer patentierten Aufhilfefunktion verfeinert wurde. Dank der elektrischen Aufstehfunktion ist Bure Rise & Go zugleich Geh-, Hilfs- und Transportmittel. Jetzt gibt es Rise & Go auch mit elektrischer Verbreiterung der Beinrahmen. Die flexible Verbreiterung in Kombination mit einer niedrigeren Höhe über den Beinrahmen gibt erhöhte Flexibilität unabhängig davon, wie die Situation des Patienten im Krankenhaus oder im Heim ist.

Stabil

Der Gehwagen hat anatomische Kissen, die Schultern, Arme und Nacken entlasten. Der Schwerpunkt wird auf größere Muskelgruppen, zum Beispiel in Beinen und Brust, verlagert. Dadurch wird die Stabilität verbessert und der Tisch kann einfacher gesteuert werden.

Leicht erreichbare Handsteuerung

Die Handsteuerung ist so platziert, dass Pflegende und Benutzer diese einfach erreichen können.

Ergonomische Handgriffe

Die ergonomisch geformten Handgriffe können stufenlos in alle Richtungen verstellt werden, so dass die bestmögliche individuelle Anpassung erreicht wird. Wichtig vor allem für Schlaganfallpatienten, die auf diese Weise ihre "normale" Handstellung einnehmen können.

Aufklappbare Armlehnen

Die anatomisch geformten Armlehnen von Bure Rise & Go sind aufklappbar, so dass der Patient die Griffe beim Aufstehen einfach erreichen kann.

Geschmeidige und stufenlose Einstellung

Mit der elektrischen Höhenverstellung ist es einfach, den Gehwagen vorab auf die richtige Höhe einzustellen. Wenn der Patient dann steht, kann die Höhe des Wagens fein eingestellt werden, so dass er bequem ist und beim Gehen eine optimale Stütze darstellt.

Lange Lebensdauer

Der Gehwagen ist so konstruiert, dass er lange hält. Zum Beispiel gibt es eine zusätzliche Verstärkung um die Armlehnenkissen, um zu verhindern, dass diese bei seitlichem Aufprall platzen.

Elektrische Aufstehhilfe

Bure Rise & Go ist ein einzigartiges Hilfsmittel zum Aufrichten von Patienten oder Pflegebedürftigen. Die Belastung des Personals wird verringert und damit auch das Risiko von Verschleißschäden.

Einzigtiger Aufhilfgurt

Der Gurt zum Aufrichten ist so geformt, dass er so tief wie möglich an das Gesäß reicht. Dies verschafft eine optimale Stütze und eine natürliche Aufstehbewegung.

Widerstandsfähig gegen Wasser

Alle elektrischen Komponenten von Bure Rise & Go haben die Schutzklasse IP 65 und sind somit auch für die Verwendung in feuchter Umgebung geeignet.

Schienbeinstütze beim Aufhelfen

Bure Rise & Go ist mit Schienbeinstützen ausgerüstet, die ein besseres Aufhelfen ermöglichen. Die Schienbeinstützen sind in der Höhe einstellbar und können einfach zur Seite geklappt werden, um mehr Beinfreiheit zu erreichen.

Radsperr

Bure Rise & Go hat individuelle Radsperrn als Standard für alle vier Räder.

Niedrige Höhe

Die niedrige Höhe über dem Boden verringert das Problem, in die Nähe des Benutzers zu kommen, zum Beispiel, wenn dieser noch im Bett sitzt.

Offene und verstärkte Konstruktion

Die offene Konstruktion gibt dieselbe Stabilität, aber größere Handlungsspielräume. Der Patient fühlt sich nicht eingeeengt. Pflegende, die beim Aufstehen oder Ankleiden unterstützen, haben es deutlich einfacher. Bure Rise & Go ist außerdem verstärkt und verlängert, um zusätzliche Stabilität beim Aufhelfen zu schaffen.

Elektrische Beinverbreiterung

Die elektrische Verbreiterung macht es einfach, den Gehwagen bis hin zum Benutzer zu schieben, unabhängig von Rollstuhlbreite, Bettstruktur oder Sitzbreite. Das erleichtert es auch dem Personal beim Aufhelfen. Befinden sich die Beine in der äußeren Position, wird der Gehwagen besonders stabil und kann vom Patienten gut selbst gehandhabt werden. Das kommt vor allem jenen Patienten entgegen, die besonders viel Gehraum benötigen.

Technische Spezifikationen

CE Getestet und genehmigt nach SS-EN 12182:1999

Art. Nr.		Breite, äußere Maße	Maximales Benutzergewicht	Länge	Höhe	Armlehne/Innenmaß
56-309/75	Bure Rise & Go DB mit elektrischer Beinverbreiterung	66-106 cm	150 kg	101 cm	90-130 cm	34-67 cm
56-316	Bure Rise & Go Gehwagen	77 cm	150 kg	92 cm	96-136 cm	34-67 cm
56-333-DB	Stehplatte kurz		150 kg			
56-383-DB	Stehplatte lang		150 kg			
56-384-S/M/L/XL	Gurt (in den Größen S, M, L, XL*)	-	150 kg	-	-	-
56-388-S/M/L/XL	Gehtrainingsgurt (in den Größen S, M, L, XL*)	-	150 kg	-	-	-

* S=95-105cm, M=105-120cm, L=110-140cm, XL=130-160cm