

GATE

REHAB DEVELOPMENT AB TM



Hygienestühle



EASY™

Hygienestuhl

Der Hygienestuhl von GATE kann sehr schnell an verschiedene Nutzer und unterschiedliche Situationen angepasst werden. Die Sitzhöhe kann elektrisch eingestellt, der Stuhl mittels Kippfunktion gekippt sowie mit Zubehör maßgeschneidert angepasst werden.

Nach individuellen Bedürfnissen gestaltet

Die Hygienestühle von GATE haben ein einzigartiges Säulenprofil für eine geschmeidige und einfache Einstellung der Sitzhöhe. EASY™ passt somit für die meisten Personen, unabhängig von ihrer Größe. Das Personal muss also weder Zeit noch Energie aufbringen, um einen passenden Hygienestuhl für die jeweilige Situation zu finden.

EASY™ ist einer der ersten Hygienestühle, die gemäß der neuen ISO 17966:2016 Norm zertifiziert wurden.

Erleichterung im Alltag

Mit EASY™ braucht man keine Kompromisse mehr zwischen Benutzerkomfort und Arbeitsergonomie des Personals zu machen. Beides ist selbstverständlich. Durch den individuell angepassten Komfort und die raffinierte Funktionalität wird die Hygienepflege zu einem deutlich angenehmeren Erlebnis, sowohl für den Patienten als auch für die Pflegekraft. EASY™ ist aus einem korrosionsfreien Material hergestellt und ist gegen Spülwasser mit Druck geschützt (Schutzklasse X5).

Optimaler Komfort

Beim Duschen und Waschen bleiben die Pflegebedürftigen oft länger im Stuhl sitzen, was sehr anstrengend sein kann. EASY™ ist deshalb so gestaltet, dass ein Höchstmaß an Komfort erreicht wird. In EASY™ kann der Benutzer eine weitestgehend natürliche Körperhaltung einnehmen. Der Hygienestuhl erhält dank der einfach zu bedienenden Einstell-



Easy™ SoftBack Komfort

ungen rasch eine persönliche Passform. Alle Modelle sind in der Höhe einstellbar. Dazu trägt die Kippbarkeit zu einer Druckentlastung des Nutzers bei.

Sitz und Rückenlehne sind auf ein aufrechtes Sitzen ausgelegt, ohne dass das Becken eingeengt wird. Der ergonomische Sitz vermindert den Druck gegen die Sitzknochen sowie gegen Sehnen und Blutgefäße.

Einzigartig bei EASY™ sind die neuen, teleskopischen Säulen für die Höheneinstellung. Deren Form und Funktion tragen zum offenen Design bei und erleichtern die Benutzung.

Welches Modell passt zu Ihren Bedürfnissen?

Die große Modellauswahl ermöglicht es, effizient eine "Flotte" an Hygienestühlen aufzubauen. Da alle Modelle an die meisten Benutzer angepasst werden können, kann die Anzahl der Stühle und Stuhltypen reduziert und lediglich mit einigen spezialisierten Modellen für besondere Pflegesituationen ergänzt werden.

EASY™ ist in drei Varianten erhältlich: SoftBack mit herkömmlichem Rückenband/Nackenstütze (SoftBack Komfort), SoftBack mit PU-Rückenbändern/Nackenstütze (SoftBack Flexi), sowie HighBack mit einer hohen, gepolsterten, wasserabweisenden Rückenlehne und integrierter Nackenstütze.

Die verschiedenen Ausführungen gibt es in je zwei unterschiedlichen Höhenkonfigurationen/Sitzhöhen - STD (53-91cm), LOW (50cm-81cm) sowie unterschiedlichen Radtypen - Einzelräder (125mm)/Standard oder Doppelräder(100mm)/optional. LOW ist nur mit Doppelrädern lieferbar (100mm).

Ambi XL ist für große und schwere Patienten konzipiert. Außerdem erhältlich ist unser einfachstes Modell: Basic (siehe separates Produktblatt).

EASY™ SoftBack

KOMFORT | FLEXI

EASY™ ist ein neuer, schön geformter Hygienestuhl mit vielen fortschrittlichen Funktionen. Der Hygienestuhl ist mit teleskopischen Säulen konstruiert, um dem Personal soviel Handlungsspielraum und Flexibilität wie möglich zu bieten. Der Stuhl ist für Anwendungen in Nasszellen sowohl in Einrichtungen als auch daheim angepasst. EASY™ ist selbst dann, wenn der Benutzer im Stuhl sitzt, sowohl in der Höhe als auch in der Neigung verstellbar.

Seine Funktionen und Flexibilität machen EASY™ zu einem unübertrefflichen Hilfsmittel für das Personal, bei gleichzeitig hohem Komfort für den Benutzer – zum Beispiel gewährt die Neigungsfähigkeit dem Benutzer eine bessere Druckentlastung. EASY™ SoftBack ist in zwei Varianten erhältlich: mit herkömmlichem Komfort-Rückenband oder PU-Rückenbändern. Neu ist unser weicher Komfortsitz, der mit seiner nach hinten gerichteten Öffnung eine natürlichere und hygienischere Arbeitsweise ermöglicht.



Easy™ SoftBack Flexi

Einstellbares Rückenband

Das weiche und bequeme Rückenband wirkt gegen Druck auf hautnahe Knochenanteile. Das Band kann einfach für optimalen Halt und Sitztiefe eingestellt werden. Maschinenwaschbar.

Individuelle Passform

EASY™ hat eine Nackenstütze, die sowohl in der Höhe als auch in der Tiefe eingestellt werden kann. So stützt sie optimal und kann individuell angepasst werden.

Integrierter Sitz mit Öffnung nach hinten (Zubehör)

Der Sitz hat ein ergonomisches und weiches Design für größtmögliche Bequemlichkeit für den Benutzer, wobei die Öffnung nach hinten eine natürlichere/hygienischere Arbeitsweise für die Pflegekraft bietet. Standardausführung ist Kunststoffstuhl/grün.

Kunststoff oder Metall

Für EASY™ gibt es ein Sammelbehälter mit Führungsschienen als Zubehör. Beachten Sie, dass die Führungsschienen für Kunststoff- und Metallbecken verschiedene Ausführungen haben. *Siehe Zubehör*

Schwenk- und demontierbar

Die Fußstützen sind demontierbar, schwenkbar und können hochgeklappt werden. Standardmäßig gibt es auch Fersenbänder, die verhindern, dass die Füße des Patienten beim Kippen von den Fußstützen rutschen.

Einstellbare Sitzhöhe

Die stufenlos einstellbare Sitzhöhe von 53 bis 93 cm passt den meisten Patienten und minimiert die Arbeitsbelastung des Personals.

Rad mit Richtungssperre

Das rechte Vorderrad hat eine Richtungssperre, um das Manövrieren des Stuhls zu vereinfachen. Das Bild zeigt Doppelräder (optional).

Radsperre

Alle Räder außer den richtungsgesperren sind arretierbar. Das Bild zeigt Doppelräder (optional).

Rückenteil/Flexi

Unser neues Flexi-Rückenteil besteht aus drei separaten Bändern aus PU, die sich dem Rücken des Benutzers individuell anpassen. Die Bänder sind fest montiert und leicht zu reinigen/abzuwischen.

Einrastbare Armstütze

Die Armstütze kann hoch- und heruntergeklappt werden und ist in der untersten Position einrastbar. Dies als Sicherheit, wenn der Stuhl geneigt wird.

Kippfunktion

EASY™ kann von etwa 5 Grad nach vorne bis zu 30 Grad nach hinten gekippt werden. Dies sorgt für Bequemlichkeit beim Ein- und Aussteigen wie auch beim Waschen. Die Kippfunktion sorgt außerdem für bessere Arbeitsbedingungen, das Personal wird hierdurch weniger stark belastet.

Unkomplizierte Einstellung

Die elektrische Einstellung nach oben und unten sowie das Kippen wird mit einer verkabelten Bedieneinheit mit hoher IP-Schutzklasse (IP65) vorgenommen.



Säulen

Die teleskopischen Säulen aus Aluminium sind offen gestaltet, so dass Wasser und Schmutz einfach hindurchrinnen können.



Easy™ SoftBack Komfort

Unten sehen Sie Beispiele von möglichen Artikelkombinationen.

Technische Spezifikationen

CE-Zeichen nach MDD 93/42/EEC.

Art. Nr.	Produkt	Breite, äußere Maße	Maximales Benutzergewicht	Sitzhöhe	Breite, zwischen Armlehnen	Sitztiefe
56-270	EASY™ SoftBack Komfort	65 cm	150 kg	53-93 cm	49 cm	45 cm
56-270/LOW	EASY™ SoftBack Komfort Low	68 cm	150 kg	50-81 cm	49 cm	45 cm
56-272	EASY™ Softback Flexi	65 cm	150 kg	53-93 cm	49 cm	45 cm

Zubehör siehe S.7

EASY™ HighBack

EASY™ mit hohem Rückenteil (HB) ist eine Weiterentwicklung des bewährten Konzepts mit Rückenband und Nackenstütze. Dieser Hygienestuhl ist mit einer hohen, gepolsterten, wasserabweisenden Rückenlehne mit zugehöriger Nackenstütze ausgerüstet (in zwei Varianten erhältlich). Die hohe Rückenlehne gibt einen weichen, aber doch festen Halt. Der untere Teil ist mit einer federnden Lendenwirbelstütze für noch größere Bequemlichkeit ausgestattet.

EASY™ ist mit teleskopischen Säulen konstruiert, um dem Personal soviel Platz und Flexibilität wie möglich zu verschaffen.

EASY™ ist mit unserem neuen, weichen Komfortsitz ausgestattet, der mit seiner nach hinten gerichteten Öffnung eine natürlichere und hygienischere Arbeitsweise ermöglicht.

Integrierte Nackenstütze

Die integrierte Nackenstütze kann in der Höhe eingestellt werden und ist in den Größen M und L erhältlich.

Hohe gepolsterte Rückenlehne

Die hohe Rückenlehne gibt einen weichen, aber festen Halt. Sie ist einfach zu reinigen und kann auf Wunsch ausgetauscht werden.

Kippfunktion

EASY™ kann von 5 Grad nach vorne bis zu 30 Grad nach hinten gekippt werden. Das bedeutet, dass der Stuhl sowohl beim Aufsitzen als auch beim Absitzen sowie bei der Körperpflege leicht zu handhaben ist. Die Kippfunktion ermöglicht ein besseres Arbeiten mit geringerer Belastung des Personals.

Säulen

Die teleskopischen Säulen aus Aluminium sind offen gestaltet, so dass Wasser und Schmutz einfach hindurchrinnen können.

Schwenk- und demontierbar

Die Fußstützen sind demontierbar, schwenkbar und können hochgeklappt werden. Standardmäßig gibt es auch Fersenbänder, die verhindern, dass die Füße des Patienten beim Kippen von den Fußstützen rutschen.

Rad mit Richtungssperre

Das rechte Vorderrad hat eine Richtungssperre, um das Manövrieren des Stuhls zu vereinfachen.

Radsperre

Alle Räder außer den richtungsgesperren sind arretierbar.

Unkomplizierte Einstellung

Die elektrische Einstellung nach oben und unten sowie das Kippen wird mit einer verkabelten Bedieneinheit mit hoher IP-Schutzklasse (IP65) vorgenommen.

Einrastbare Armstütze

Die Armstütze kann hoch- und heruntergeklappt werden und ist in der untersten Position einrastbar. Dies als Sicherheit, wenn der Stuhl gereinigt wird.

Federnde Lendenwirbelstütze

Der untere Teil der Rückenlehne hat eine federnde Lendenwirbelstütze für noch größere Bequemlichkeit und individuelle Anpassung.

Integrierter Sitz mit Öffnung nach hinten (Zubehör)

Der Sitz hat ein ergonomisches und weiches Design für größtmögliche Bequemlichkeit für den Benutzer, wobei die nach hinten gerichtete Öffnung eine natürlichere und hygienischere Arbeitsweise für die Pflegekraft bietet. Die Standardausführung ist Kunststoffsitz/grün.

Unten sehen Sie Beispiele von möglichen Artikelkombinationen.

Technische Spezifikationen

CE CE-Zeichen nach MDD 93/42/EEC.

Art. Nr.	Produkt	Breite, äußere Maße	Maximales Benutzergewicht	Sitzhöhe	Breite, zwischen Armlehnen	Sitztiefe
56-271	EASY™ HB	65 cm	150 kg	53-93 cm	49 cm	45 cm
56-271/LOW	EASY™ HB Low	68 cm	150 kg	50-81 cm	49 cm	45 cm

Zubehör siehe S.7

Amfibi XL

Amfibi XL ist für größere und schwerere Patienten konzipiert und bietet deshalb zusätzlichen Platz, ist robuster und mit elektrischer Höhenverstellung ausgerüstet. Das maximale Benutzergewicht liegt bei 250 kg.

**Schafft
250 kg!**

Viel Platz

Das maximale Benutzergewicht für Amfibi XL liegt bei 250 kg. Die Sitztiefe ist größer als standardmäßig. Der Hygienestuhl ist außerdem auf 64 cm zwischen den Armlehnen verbreitert, um besonders viel Platz und eine gute Stabilität zu gewährleisten.

Widerstandsfähiges Material

Aus korrosionsfreiem Material hergestellt.

Einrastbare Armstütze

Die Armstütze kann hoch- und heruntergeklappt werden und ist in verschiedenen Positionen einrastbar, was es dem Patienten erleichtert, beim Hineinheben mitzuhelfen.

Unkomplizierte Einstellung

Die elektrische Einstellung nach oben und unten wird mit einer verkabelten Bedieneinheit mit hoher IP-Schutzklasse (IP66) vorgenommen.

Weicher Sitz integriert

Der Sitz von Amfibi XL ist auf ein aufrechtes Sitzen ausgelegt, ohne dass das Becken eingeengt wird. Der ergonomische Weichsitz (PU) ist Standard und in den Stuhl integriert. Er vermindert Druck auf die Sitzknochen, Sehnen und Blutgefäße und ist so gestaltet, dass er sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet ist.

Einstellbares Rückenband

Das weiche und bequeme Rückenband vermindert den Druck auf hautnahe Knochenteile. Das Band kann einfach für optimalen Halt und Sitztiefe eingestellt werden. Maschinenwaschbar.

Leicht zu reinigen

Der Sitz ist einfach zu demontieren und zu reinigen. Die abgerundete Vorderkante trägt zu einer komfortablen Beinsetzung bei.

Richtungsgesperrtes Rad/Räder mit Radsperrern

Für ein sichereres Fahren des Stuhls ist eines der Räder richtungsgesperrt. Die anderen Räder haben Radsperrern.

Schwenk- und demontierbar

Die Fußstützen sind schwenk- und demontierbar und können hochgeklappt werden.

Ein Sammelbecken mit Führungsschienen ist als Zubehör erhältlich.

Elektrische Höheneinstellung

Amfibi XL hat ein einzigartiges Säulenprofil für eine unkomplizierte und einfache Einstellung der Sitzhöhe. Der Stuhl kann von der niedrigsten Position bis auf 81 Zentimeter erhöht werden. Damit wird die Belastung des Pflegepersonals stark minimiert.

Unten sehen Sie Beispiele von möglichen Artikelkombinationen.

Technische Spezifikationen

CE-Zeichen nach MDD 93/42/EEC.

Art. Nr.	Produkt	Breite, äußere Maße	Maximales Benutzergewicht	Sitzhöhe	Breite, zwischen Armlehnen	Sitztiefe
56-204	Amfibi XL	79 cm	250 kg	55-81 cm	67 cm	49 cm

Zubehör siehe S.7

Einstellbares Komfortrückenband
Gefertigt aus einem hygienischen Material. Fühlt sich weich und bequem an. Einfach zu reinigen, wird niemals nass.

Bügel
Für sicheres Sitzen. Verhindert, dass der Patient vom Stuhl rutscht.

Verbreiterungssatz
Verbreitert die Armstütze um 5 cm/Pair, das heißt 2,5 cm pro Seite. Für Patienten, die besonders viel Platz benötigen.

Seitenstütze
Für bequemes Sitzen. Weiche Stütze für kleinere Personen.

**Taillengurt/
Schenkelgurt**

**Amputationsstütze/
Wadenstütze**
Länge und Winkel können eingestellt werden.

Führungsschienen
Zur Montage von Bettschüsseln. Passt auch für Standardbecken (Metall).

**Bettschüsseln
mit Deckel**
Große Handgriffe für reibungslose Handhabung.

Rad mit Bremse
125 mm

**Fußstütze für
winkelverstellbare
Beinstütze**
Wird in Kombination mit Amputations- oder Wadenstütze verwendet.

**Rad mit
Richtungssperrel**
125 mm

Hygienestühle

- GATE macht niemals Kompromisse zwischen Anwenderkomfort und Ergonomie für das Personal. Beide sind gleichermaßen selbstverständlich.
- Geschmeidige und einfache Einstellung. Das Personal muss also weder Zeit noch Energie aufbringen, um einen passenden Hygienestuhl für den jeweiligen Patienten und die jeweilige Situation zu finden.
- Zwei Grundmodelle: EASY™ – besonders fortschrittlich und flexibel, Amfibi XL – schafft bis zu 250 kg.
- Die Hygienestühle von GATE haben eine große Auswahl an Zubehör, was es einfach macht, den Stuhl für maximalen Nutzen individuell anzupassen.



GATE

WE DO BETTER.

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns unter Tel. +46 (0)371-318 00
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | S-330 21 Reftele SWEDEN
info@gaterd.com | www.gaterd.com



GATE COLLECTION