

Amfibi XL

EL

Amfibi XL ist für größere und schwerere Patienten konzipiert und bietet deshalb zusätzlichen Platz, ist robuster und mit elektrischer Höhenverstellung ausgerüstet. Das maximale Benutzergewicht liegt bei 250 kg.

**Schafft
250 kg!**

Viel Platz

Das maximale Benutzergewicht für Amfibi XL liegt bei 250 kg. Die Sitztiefe ist größer als standardmäßig. Der Hygienestuhl ist außerdem auf 64 cm zwischen den Armlehnen verbreitert, um besonders viel Platz und eine gute Stabilität zu gewährleisten.

Widerstandsfähiges Material

Aus korrosionsfreiem Material hergestellt.

Einrastbare Armstütze

Die Armstütze kann hoch- und heruntergeklappt werden und ist in verschiedenen Positionen einrastbar, was es dem Patienten erleichtert, beim Hineinheben mitzuhelfen.

Unkomplizierte Einstellung

Die elektrische Einstellung nach oben und unten wird mit einer verkabelten Bedieneinheit mit hoher IP-Schutzklasse (IP66) vorgenommen.

Weicher Sitz integriert

Der Sitz von Amfibi XL ist auf ein aufrechtes Sitzen ausgelegt, ohne dass das Becken eingeengt wird. Der ergonomische Weichsitz (PU) ist Standard und in den Stuhl integriert. Er vermindert Druck auf die Sitzknochen, Sehnen und Blutgefäße und ist so gestaltet, dass er sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet ist.

Einstellbares Rückenband

Einstellbares Rückenband Das weiche und bequeme Rückenband wirkt gegen Druck auf hautnahe Knochenanteile. Das Band kann einfach für optimalen Halt und Sitztiefe eingestellt werden. Maschinenwaschbar.

Leicht zu reinigen

Der Sitz ist einfach zu demontieren und zu reinigen. Die abgerundete Vorderkante trägt zu einer komfortablen Beinstellung bei.

Richtungsgesperrtes Rad/ Räder mit Radsperren

Für ein sichereres Fahren des Stuhls ist eines der Räder richtungsgesperrt. Die anderen Räder haben Radsperren.

Schwenk- und demontierbar

Die Fußstützen sind schwenk- und demontierbar und können hochgeklappt werden.

Es gibt ein Becken mit Führungsschienen als Zubehör.

Elektrische Höheneinstellung

Amfibi XL hat ein einzigartiges Säulenprofil für eine unkomplizierte und einfache Einstellung der Sitzhöhe. Der Stuhl kann von der niedrigsten Position bis auf 81 Zentimeter erhöht werden. Damit wird die Belastung des Pflegepersonals stark minimiert.

Zubehör siehe S.7

Technische Spezifikationen

CE CE-Zeichen nach MDD 93/42/EEC.

Art. Nr.	Produkt	Breite, äußere Maße	Maximales Benutzergewicht	Sitzhöhe	Breite, zwischen Armlehnen	Sitztiefe
56-204	Amfibi XL	79 cm	250 kg	55-81 cm	67 cm	49 cm